

RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES : MODALITES DE RECUEIL

- 1) Recueillir les selles dans un récipient propre.
- 2) Ouvrir le flacon fourni et prélever un échantillon de selles à l'aide du bâtonnet fixé au couvercle. Prélever les selles à trois (3) endroits différents, de telle façon que la rainure présente à l'extrémité du bâtonnet soit remplie. (fig.1)




Figure 1

- 3) Eliminer l'excès de selles, par exemple en essuyant le bâtonnet avec du papier toilette : seul la rainure du bâtonnet doit être remplie (fig.2)
Un échantillon trop important faussera le résultat du test.




Figure 2

- 4) Reboucher le flacon avec son couvercle : le bâtonnet doit tremper dans le liquide. Agiter le flacon, de telle façon que les selles se mettent en suspension dans le liquide.(fig.3)




Figure 3

- 5) Transmettre le prélèvement au laboratoire pour analyse. Si la transmission ne peut se faire immédiatement, l'échantillon se conserve au réfrigérateur (+4°C), ou à température ambiante.

Attention, ne pas laisser le flacon à portée des enfants. Ne pas ingérer le liquide contenu dans le flacon !