



Fiche de dysfonctionnement lecteur de glycémie "Xpress"

CODE : CHH-FE-2013-005
Ancien code : MTK/LABO/COORDI/FE/001
VERSION : 003
DATE D'APPLICATION : 01/10/2016

N° DE SERIE :

SERVICE :

DATE :

Personne ayant constaté le dysfonctionnement (nom, fonction) :

Nature du dysfonctionnement :

-code erreur : (si E1 ou E3 : retour au laboratoire)

-état de l'écran :

fissuré : retour au laboratoire

cristaux manquants (caractères manquants) : retour au laboratoire

-pile à changer ?

oui : après changement : pb corrigé ? (si non : retour au laboratoire)

non : retour au laboratoire

Retour au laboratoire :

Date :

Réceptionné par :

Action correctrice effectuée au laboratoire :

.....

En cas d'échange,

- .. **n° du nouveau lecteur :**

- .. **mettre à jour la feuille d'enregistrement des contrôles**

Fiche à transmettre au laboratoire avec le lecteur défectueux

Cette fiche est disponible dans la GED et sur Intranet / Prise en charge du patient /Laboratoire