



# FORMULAIRE DE COMMANDE DE MATERIEL DE PRELEVEMENT

CODE : CHH-FE-2015-008

VERSION : 014

DATE D'APPLICATION : 28/04/2020

Service : ..... UF : .....

**Légende :**

TA : Température Ambiante

+ 4°C : A conserver au réfrigérateur

Libellé	Cond.	Conser- vation	Dates de commande			
<b>TUBES DE PRELEVEMENT SANGUINS, PONCTIONS</b>						
Tubes jaunes	Unité	TA				
Tubes verts clairs	Unité	TA				
Tubes noirs (maxi 10)	Unité	TA				
Tubes bleus 4,5 ml	Unité	TA				
Tubes bleus 1,8 ml	Unité	TA				
Tubes bleus 1 ml ( <b>Néonatalogie et pédiatrie uniquement</b> )	Unité	TA				
Tubes violets clairs	Unité	TA				
Tubes violets foncés	Unité	TA				
Tubes gris	Unité	TA				
Tubes rouges	Unité	TA				
Tubes verts foncés 7 ml (maxi 10) <i>pour ponctions</i>	Unité	TA				
Tubes beiges <i>pour urines</i>	Unité	TA				
Tubes verts pédiatriques + adaptateurs	Unité	TA				
Tubes violets pédiatriques	Unité	TA				
Tubes de purge	Unité	TA				
Tubes LCR	Unité	TA				
<b>TUBES SPECIAUX</b>						
Tubes jaunes clairs pour typage HLA	Unité	TA				
Tubes roses pour ACTH (maxi 10)	Unité	TA				
Tubes Alzheimer	Unité	TA				
Tubes pour uracilmie (maxi 10) ( <b>Médecine 5, 6, oncologie</b> )	Unité	TA				
<b>GAZ DU SANG</b>						
Seringues Gaz du sang aspirator (non monté)	Unité	TA				
Seringues Gaz du sang	Unité	TA				

## FORMULAIRE DE COMMANDE DE MATERIEL DE PRELEVEMENT

CODE : CHH-FE-2015-008

VERSION : 014

DATE D'APPLICATION : 28/04/2020

Clinitubes (gaz du sang capillaire)	Unité	TA						
Porte tubes pour gaz du sang capillaire	Unité	TA						
<b>TESTS RAPIDES D'ORIENTATION DIAGNOSTIQUE</b>								
Bandelettes de créatinine (Radio uniquement)	1 boîte	+ 4°C						
Solutions de contrôle de créatinine niveau 1 (Radio uniquement)	1 boîte	+ 4°C						
Solutions de contrôle de créatinine niveau 3 (Radio uniquement)	1 boîte	+ 4°C						
<b>RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES</b>								
Tubes pour GAJAC	Unité	+ 4°C						
<b>SYSTEMES DE PRELEVEMENT</b>								
Aiguilles vertes	Boîte de 48 aiguilles	TA						
Aiguilles noires	Boîte de 48 aiguilles	TA						
Corps de seringue	Unité	TA						
Corps de seringue, emballage stérile (Hémodialyse uniquement)	Unité	TA						
Adaptateur Luer	1 boîte de 100	TA						
Surgicut (pour temps de saignement)	Unité	TA						
Aiguille de ponction sternale	Unité	TA						
Aiguille de ponction biopsie	Unité	TA						
<b>PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES</b>								
Flacons d'hémoculture (par paire)	Unité	TA						
Flacon d'hémoculture pédiatrique	Unité	TA						
Corps de seringue pour prélèvement hémoculture	Unité	TA						
Portagerm pour germes anaérobies	Unité	TA						
Ecouvillons secs (Gynécologie-obstétrique uniquement)	Unité	TA						
Flacons pour milieu de transport de mycoplasmes + Floqswab (Gynécologie-obstétrique uniquement)	Unité	+ 4°C						
E-swab bleus	Unité	TA						
E-swab roses (Gynécologie-obstétrique uniquement)	Unité	TA						
Tubes kakis pour ECBU	Unité	TA						
Canules	Unité	TA						
Porte-lames	Unité	TA						
Lames	Boîte de 50	TA						

## FORMULAIRE DE COMMANDE DE MATERIEL DE PRELEVEMENT

CODE : CHH-FE-2015-008

VERSION : 014

DATE D'APPLICATION : 28/04/2020

BANDELETTES URINAIRES		Boîte de 100 bandelettes	TA					
<b>Multistix</b>								
<b>POTS ET BOCAUX</b>								
Pots à uroculture								
Pots à urine BIOMNIS (Néonatalogie uniquement)								
Pots pour coproculture								
Pots pour stéathorée								
Pots emballage stérile (bloc uniquement)								
Bocaux urines 3L								
Bocaux urines 0,5l								
Bocaux urines 0,25l								
Pots 125 ml stérile								
<b>FEUILLES DE DEMANDE D'EXAMENS</b>								
Examens biologiques (bleues)								
Examens bactériologiques (vertes)								
Examens biologiques sur LCR (beiges)								
Examens biochimiques urinaires (blanches)								
Garde (blanches)								
APMC (roses)								
Gynéco (jaunes)								
AUMP (jaunes)								
Analyses transmises (violette)								
Tests dynamiques et cycles adulte (saumon) (Méd. 5 et 6)								
Tests dynamiques et cycles Pédiatrie (saumon) (HDJ Pédiatrie)								
<b>FEUILLES DE DEMANDE EFS</b>								
Ordonnances PSL (Produits Sanguins Labiles)								
Feuille de demande d'analyses biologiques EFS (vertes)								
Feuille de demande d'analyses biologiques EFS HLA (violette)								
<b>SACHETS</b>								
Sachets transparents								
Sachets rouges								