



FORMULAIRE DE COMMANDE DE MATERIEL DE PRELEVEMENT

CODE : CHH-FE-2015-008

VERSION : 011

DATE D'APPLICATION : 27/06/2018

Service : UF :

Légende :

TA : Température Ambiante
 + 4°C : A conserver au réfrigérateur

Libellé	Cond.	Conser- vation	Dates de commande							
TUBES DE PRELEVEMENT SANGUINS, PONCTIONS										
Tubes jaunes	Unité	TA								
Tubes verts clairs	Unité	TA								
Tubes noirs (maxi 10)	Unité	TA								
Tubes bleus 5 ml	Unité	TA								
Tubes bleus 2 ml (à l'unité)	Unité	TA								
Tubes bleus 1 ml (à l'unité) (Pédiatrie uniquement)	Unité	TA								
Tubes bleus 0.5 ml (à l'unité) (Néo Nat. uniquement)	Unité	TA								
Tubes violets clairs	Unité	TA								
Tubes violets foncés	Unité	TA								
Tubes gris	Unité	TA								
Tubes rouges	Unité	TA								
Tubes verts foncés 7 ml (maxi 10) pour ponctions	Unité	TA								
Tubes beiges pour urines	Unité	TA								
Tubes verts pédiatriques + adaptateurs	Unité	TA								
Tubes violets pédiatriques	Unité	TA								
Tubes de purge	Unité	TA								
Tubes LCR	Unité	TA								
TUBES SPECIAUX										
Tubes jaunes clairs pour typage HLA	Unité	TA								
Tubes roses pour ACTH (maxi 10)	Unité	TA								
Tubes Alzheimer	Unité	TA								
GAZ DU SANG										
Seringues Gaz du sang aspirator (non monté)	Unité	TA								



FORMULAIRE DE COMMANDE DE MATERIEL DE PRELEVEMENT

CODE : CHH-FE-2015-008

VERSION : 011

DATE D'APPLICATION : 27/06/2018

Seringues Gaz du sang	Unité	TA									
Seringues Gaz du sang monovette (salle d'accouchement uniquement)	Unité	TA									
Clinitubes (gaz du sang capillaire)	Unité	TA									
Porte tubes pour gaz du sang capillaire	Unité	TA									
TESTS RAPIDES D'ORIENTATION DIAGNOSTIQUE											
Bandelettes de créatinine (Radio uniquement)	1 boîte	+ 4°C									
Solutions de contrôle de créatinine niveau 1 (Radio uniquement)	1 boîte	+ 4°C									
Solutions de contrôle de créatinine niveau 3 (Radio uniquement)	1 boîte	+ 4°C									
RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES											
Tubes pour GAIAC	Unité	+ 4°C									
SYSTEMES DE PRELEVEMENT											
Aiguilles vertes	Boîte de 48 aiguilles	TA									
Aiguilles noires	Boîte de 48 aiguilles	TA									
Corps de seringue	Unité	TA									
Corps de seringue, emballage stérile (Hémodialyse uniquement)	Unité	TA									
Adaptateur Luer	1 boîte de 100	TA									
Surgicut (pour temps de saignement)	Unité	TA									
Aiguille de ponction sternale	Unité	TA									
Aiguille de ponction biopsie	Unité	TA									
PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES											
Flacons d'hémoculture (par paire)	Unité	TA									
Flacon d'hémoculture pédiatrique	Unité	TA									
Corps de seringue pour prélèvement hémoculture	Unité	TA									
Portagerm pour germes anaérobies	Unité	TA									
Ecouvillons secs (Gynécologie-obstétrique uniquement)	Unité	TA									
Flacons pour milieu de transport de mycoplasmes + Floqswab (Gynécologie-obstétrique uniquement)	Unité	+ 4°C									
E-swab bleus	Unité	TA									
E-swab roses (Gynécologie-obstétrique uniquement)	Unité	TA									
Tubes kakis pour ECBU	Unité	TA									



FORMULAIRE DE COMMANDE DE MATERIEL DE PRELEVEMENT

CODE : CHH-FE-2015-008

VERSION : 011

DATE D'APPLICATION : 27/06/2018

Canules	Unité	TA									
Porte-lames	Unité	TA									
Lames	Boîte de 50	TA									
BANDELETTES URINAIRES											
Multistix	Boîte de 100 bandelettes	TA									
POTS ET BOCAUX											
Pots à uroculture	Unité	TA									
Pots à urine BIOMNIS (Néonatalogie uniquement)	Unité	TA									
Pots pour coproculture	Unité	TA									
Pots pour stéathorrhée	Unité	TA									
Pots emballage stérile (bloc uniquement)	Unité	TA									
Bocaux urines 3L	Unité	TA									
Bocaux urines 0,5l	Unité	TA									
Bocaux urines 0,25l	Unité	TA									
Pots 125 ml stérile	Unité	TA									
FEUILLES DE DEMANDE D'EXAMENS											
Examens biologiques (bleues)	Unité	/									
Examens bactériologiques (vertes)	Unité	/									
Examens biologiques sur LCR (beiges)	Unité	/									
Examens biochimiques urinaires (blanches)	Unité	/									
Garde (blanches)	Unité	/									
APMC (roses)	Unité	/									
Gynéco (jaunes)	Unité	/									
AUMP (jaunes)	Unité	/									
Analyses transmises (violetttes)	Unité	/									
FEUILLES DE DEMANDE EFS											
Ordonnances PSL (Produits Sanguins Labiles)	Unité	/									
Feuille de demande d'analyses biologiques EFS (vertes)	Unité	/									
Feuille de demande d'analyses biologiques EFS HLA (violetttes)	Unité	/									
SACHETS											
Sachets transparents	Liasse de 100	/									
Sachets rouges	Liasse de 100	/									