



CH HAGUENAU  
67504 HAGUENAU CEDEX

**Formulaire de commande de matériel de  
prélèvement AURAL**

Ref : HAG/ACHA/FE/013  
Version : 05  
Applicable le : 21-09-2020



Légende :

TA : Température Ambiante  
+ 4°C : A conserver au réfrigérateur

Libellé	Cond.	Conser- vation	Dates de commande							
<b>TUBES DE PRELEVEMENT SANGUINS, PONCTIONS</b>										
Tubes jaunes	Unité	TA								
Tubes verts clairs	Unité	TA								
Tubes noirs (maxi 10)	Unité	TA								
Tubes bleus 5 ml	Unité	TA								
Tubes bleus 2 ml (à l'unité)	Unité	TA								
Tubes violets clairs	Unité	TA								
Tubes violets foncés	Unité	TA								
Tubes gris	Unité	TA								
Tubes rouges	Unité	TA								
Tubes verts foncés 7 ml (maxi 10) <i>pour ponctions</i>	Unité	TA								
Tubes beiges <i>pour urines</i>	Unité	TA								
Tubes de purge	Unité	TA								
<b>TUBES SPECIAUX</b>										
Tubes jaunes clairs pour typage HLA	Unité	TA								
Tubes roses pour ACTH (maxi 10)	Unité	TA								
Tubes Alzheimer	Unité	TA								
<b>GAZ DU SANG</b>										
Gaz du sang aspirator (non monté)	Unité	TA								
Gaz du sang	Unité	TA								

**RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES**



CH HAGUENAU  
67504 HAGUENAU CEDEX

**Formulaire de commande de matériel de  
prélèvement AURAL**

Ref : HAG/ACHA/FE/013  
Version : 05  
Applicable le : 21-09-2020



<b>Tubes pour GAIAC</b>	Unité	+ 4°C								
<b>SYSTEMES DE PRELEVEMENT</b>										
<b>Aiguilles vertes</b>	Boîte de 48 aiguilles	TA								
<b>Aiguilles noires</b>	Boîte de 48 aiguilles	TA								
<b>Corps de seringue</b>	Unité	TA								
<b>Corps de seringue stérile</b>	Unité	TA								
<b>Aiguilles noires à ailettes</b>	Unité	TA								
<b>Adaptateur Luer</b>	1 boîte de 100	TA								
<b>Surgicut (pour temps de saignement)</b>	Unité	TA								
<b>PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES</b>										
<b>Flacons d'hémoculture (par paire)</b>	Unité	TA								
<b>Corps de seringue pour hémoculture</b>	Unité	TA								
<b>Portagerm pour germes anaérobies</b>	Unité	TA								
<b>E-swab bleus</b>	Unité	TA								
<b>Tubes kakis pour ECBU</b>	Unité	TA								
<b>Canules</b>	Unité	TA								
<b>POTS ET BOCAUX</b>										
<b>Pots à uroculture</b>	Unité	TA								
<b>Bocaux urines 0,5 L</b>	Unité	TA								
<b>Bocaux urines 3L (urines de 24h)</b>	Unité	TA								
<b>Pots pour coproculture</b>	Unité	TA								
<b>FEUILLES DE DEMANDE D'EXAMENS</b>										
<b>Feuilles de demandes d'examens AURAL</b>	Unité									
<b>Feuille de demande d'analyses biologiques EFS HLA (violette)</b>	Unité	/								
<b>SACHETS DE TRANSPORT</b>										
<b>Sachets rouges</b>	1 sachet de 100									
<b>Sachets transparents</b>	1 sachet de 100									