



FORMULAIRE DE COMMANDE DE MATERIEL DE PRELEVEMENT

CODE : CHH-FE-2015-008

VERSION : 009

DATE D'APPLICATION : 01/02/2018

Service : UF :

Légende :

TA : Température Ambiante
 + 4°C : A conserver au réfrigérateur

Libellé	Cond.	Conser- vation	Dates de commande							
TUBES DE PRELEVEMENT SANGUINS, PONCTIONS										
Tubes jaunes	Unité	TA								
Tubes verts clairs	Unité	TA								
Tubes noirs (maxi 10)	Unité	TA								
Tubes bleus 5 ml	Unité	TA								
Tubes bleus 2 ml (à l'unité)	Unité	TA								
Tubes bleus 1 ml (à l'unité) (Pédiatrie uniquement)	Unité	TA								
Tubes bleus 0.5 ml (à l'unité) (Néo Nat. uniquement)	Unité	TA								
Tubes violets clairs	Unité	TA								
Tubes violets foncés	Unité	TA								
Tubes gris	Unité	TA								
Tubes rouges	Unité	TA								
Tubes verts foncés 7 ml (maxi 10) pour ponctions	Unité	TA								
Tubes beiges pour urines	Unité	TA								
Tubes verts pédiatriques + adaptateurs	Unité	TA								
Tubes violets pédiatriques	Unité	TA								
Tubes de purge	Unité	TA								
Tubes LCR	Unité	TA								
TUBES SPECIAUX										
Tubes jaunes clairs pour typage HLA	Unité	TA								
Tubes roses pour ACTH (maxi 10)	Unité	TA								
Tubes Alzheimer	Unité	TA								
GAZ DU SANG										
Seringues Gaz du sang aspirator (non monté)	Unité	TA								

Seringues Gaz du sang	Unité	TA								
Seringues Gaz du sang monovette (salle d'accouchement uniquement)	Unité	TA								
Clinitubes (gaz du sang capillaire)	Unité	TA								
Porte tubes pour gaz du sang capillaire	Unité	TA								
TESTS RAPIDES D'ORIENTATION DIAGNOSTIQUE										
Bandelettes de créatinine (Radio uniquement)	1 boîte	+ 4°C								
Solutions de contrôle de créatinine niveau 1 (Radio uniquement)	1 boîte	+ 4°C								
Solutions de contrôle de créatinine niveau 3 (Radio uniquement)	1 boîte	+ 4°C								
RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES										
Tubes pour GAIAC	Unité	+ 4°C								
SYSTEMES DE PRELEVEMENT										
Aiguilles vertes	Boîte de 48 aiguilles	TA								
Aiguilles noires	Boîte de 48 aiguilles	TA								
Corps de seringue	Unité	TA								
Corps de seringue, emballage stérile (Hémodialyse uniquement)	Unité	TA								
Adaptateur Luer	1 boîte de 100	TA								
Surgicut (pour temps de saignement)	Unité	TA								
Aiguille de ponction sternale	Unité	TA								
Aiguille de ponction biopsie	Unité	TA								
PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES										
Flacons d'hémoculture (par paire)	Unité	TA								
Flacon d'hémoculture pédiatrique	Unité	TA								
Flacon d'hémoculture Sabouraud	Unité	TA								
Portagerm pour germes anaérobies	Unité	TA								
Ecouvillons secs (Gynécologie-obstétrique uniquement)	Unité	TA								
Flacons pour milieu de transport de mycoplasmes + Floqswab (Gynécologie-obstétrique uniquement)	Unité	+ 4°C								
E-swab bleus	Unité	TA								
E-swab roses (Gynécologie-obstétrique uniquement)	Unité	TA								
Tubes kakis pour ECBU	Unité	TA								



FORMULAIRE DE COMMANDE DE MATERIEL DE PRELEVEMENT

CODE : CHH-FE-2015-008

VERSION : 009

DATE D'APPLICATION : 01/02/2018

Canules	Unité	TA								
Porte-lames	Unité	TA								
Lames	Boîte de 50	TA								
BANDELETTES URINAIRES										
Multistix	Boîte de 100 bandelettes	TA								
POTS ET BOCAUX										
Pots à uroculture	Unité	TA								
Pots à urine BIOMNIS (Néonatalogie uniquement)	Unité	TA								
Pots pour coproculture	Unité	TA								
Pots pour stéathorrhée	Unité	TA								
Pots emballage stérile (bloc uniquement)	Unité	TA								
Bocaux urines 2L	Unité	TA								
Bocaux urines 0,5l	Unité	TA								
Bocaux urines 0,25l	Unité	TA								
FEUILLES DE DEMANDE D'EXAMENS										
Examens biologiques (bleues)	Unité	/								
Examens bactériologiques (vertes)	Unité	/								
Examens biologiques sur LCR (beiges)	Unité	/								
Examens biochimiques urinaires (blanches)	Unité	/								
Garde (blanches)	Unité	/								
APMC (roses)	Unité	/								
Gynéco (jaunes)	Unité	/								
AUMP (jaunes)	Unité	/								
Analyses transmises (violette)	Unité	/								
FEUILLES DE DEMANDE EFS										
Ordonnances PSL (Produits Sanguins Labiles)	Unité	/								
Feuille de demande d'analyses biologiques EFS (vertes)	Unité	/								
Feuille de demande d'analyses biologiques EFS HLA (violette)	Unité	/								
SACHETS										
Sachets transparents	Liasse de 100	/								
Sachets rouges	Liasse de 100	/								