

Aide à la gestion des TIH


Score de probabilité de TIH

Score 4T	Score	2	1	0
Thrombopénie (taux le plus bas)		20-100G/l ou Chute > 50%	10-19 G/l ou Chute 30-50%	< 10 G/l ou Chute < 30%
« Timing » chute Pla _q		J 5-10 ou ≤ J1 si heparine ≤ 30j précédent	> J10 Ou ≤ J1 si exposition 31 - 100 j ou Indéterminée (pas de NFS)	≤ J4 (sans héparine récente)
Thrombose		Thrombose prouvée, nécrose cutanée	Récidive ou extension de thrombose ; suspicion non documentée	Aucune
Autres causes de thrombopénie		Aucune évidente	possible	définie
SCORE				

SCORE

Elevée			Interméd		Faible		
8	7	6	5	4	3	2	1 0

Stop Héparine – Switch	? Switch?	Continue Héparine
-------------------------------	------------------	--------------------------



aPF4 : Recherche d'anticorps anti PF4 /

HIPA : test d'agrégation plaquettaire en présence d'héparine (non en urgence, nécessite des témoins)