

Préparation de vos envois en **2** étapes :

Nous mettons à votre disposition un **bon de demande d'analyses spécifique (Réf. B34)¹** et un **modèle d'attestation /consentement (Réf. D43)²** que nous vous recommandons d'utiliser. En effet, ils reprennent l'ensemble des informations indispensables **à la prise en charge dans les meilleures conditions** de vos demandes d'examen.

1 Check list - Cas Index

- Prélèvement du patient (5mL Sang Total EDTA)
- Prescription médicale
- Attestation de consultation signée par le prescripteur
- Consentement signé par le patient ou ses représentants légaux
- Renseignements cliniques (dont arbre généalogique)
- Résultats des tests génétiques déjà réalisés
- Dossier et prélèvement à inclure dans un sachet
- Sachet à insérer dans l'enveloppe de transport dédiée (Réf. K34)³

Inclus dans
le bon de demande
B34¹



2 Check list - par apparenté

OPTION A : Envoi du prélèvement du ou des apparentés avec le prélèvement du cas index

- Prélèvement (5mL Sang Total EDTA)
- Prescription médicale
- Copie du bon de demande "Exome" (Réf. B34)¹ du cas index avec rubrique "Informations relatives aux apparentés" dûment renseignée
- Dossier médical
- Attestation de consultation signée (Réf. D43)²
- Consentement signé (Réf. D43)²
- Dossier(s) et prélèvement(s) à insérer dans un sachet (autant de sachet que d'apparenté)
- Sachet(s) à inclure dans l'enveloppe de transport dédiée (Réf. K34)³ avec le sachet du cas index

OU

OPTION B : Envoi du prélèvement du ou des apparentés a posteriori de celui du cas Index

- Prélèvement (5mL Sang Total EDTA)
- Prescription médicale
- Copie du bon de demande "Exome" (Réf. B34)¹ du cas index avec rubrique "Informations relatives aux apparentés" dûment renseignée
- Dossier médical
- Attestation de consultation signée (Réf. D43)²
- Consentement signé (Réf. D43)²
- Dossier(s) et prélèvement(s) à insérer dans un sachet (autant de sachet que d'apparenté)
- Sachet(s) à inclure dans l'enveloppe de transport dédiée (Réf. K34)³

^{1, 2, 3} Références disponibles sur votre commande en ligne de matériel Eurofins Biomnis Connect

connect.eurofins-biomnis.com

Vous n'êtes pas Correspondant Eurofins Biomnis, contactez notre service commercial

Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Tél : 04 26 70 02 33

commercial@biomnis.eurofinseu.com